

22. august 2011

OBS meddelelse

Forbrændinger efter brug af varmeguder

Der er i Dansk Patientsikkerhedsdatabase rapporteret 36 hændelser hvor patienter blev forbrændt efter brug af varmeguder.

Hændelserne omhandler perioden 2005-2011, hvor patienter fik forbrændinger efter brug af varmetæpper og varmeguder.

2 hændelser handlede om opvarmning af sammenfoldet sengelinned i mikrobølgeovne, hvor der opstod gløder i stoffet og efterfølgende brand i sengen og i en vasketøjskurv.

13 hændelser kan relateres til fødende kvinder, der i forbindelse med spinal eller lokalanæstesi ikke mærkede varmen og fik forbrændinger på huden.

16 hændelser omhandler brug af varmeguder hos andre patienter. I flere af hændelserne blev det beskrevet, at varmeguden var gledet ud af stofomslaget og lå direkte på huden. I 2 hændelser blev gelpuder opvarmet for meget i mikrobølgeovne.

2 hændelser omhandler brug af varmetæppe under operation.

2 hændelser omhandler 2.- og 3 grads forbrændinger på nyfødte børn, der havde ligget direkte på varmeguden.

1 hændelse fra en plejebolig omhandler brug af en gammel elektrisk varmegude, hvor der opstod ild i sengetøjet efter to minutters brug.

Patientombuddet fraråder at anvende mikrobølgeovne til opvarmning af såkaldte tørre varmelagner. Ved opvarmning af linned i mikrobølgeovne er der stor risiko for, at der opstår gløder inde i det sammenpakkede stof. Test på et sygehus viser, at der kan opstå gløder i stoffet ved opvarmning i mindre end 2 minutter.

Ved opvarmning af Gel-puder i mikrobølgeovne, skal det sikres at brugsanvisningen følges, og de ikke varmes for meget.

Der bør være særlig opmærksomhed ved brug af varmeguder og varme omslag til personer, der er påvirkede af anæstesi, eller af andre årsager ikke selv kan reagerer på varmen.

Det bør sikres, varmeguder ikke glider ud af indpakningen under brug, så der opstår

direkte kontakt med huden.

Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at elektriske varmetæpper udskiftes efter 10 år, årsagen er slid, og at stoffet bliver mørkt.

Elektriske varmetæpper skal være foldet helt ud under brug.

Endelig skal det nævnes, at en almindelig gummi varmedunk kan være en udmærket løsning, men den bør kun fyldes med varmt vand fra vandhanen, af hensyn til skoldnings risiko ved opfyldningen.

Man bør være opmærksom på, at ifølge gældende lovgivning skal sundhedspersoner indberette alvorlige hændelser med medicinsk udstyr til Lægemiddelstyrelsen. Da ovennævnte hændelser er indberettet via Dansk Patientsikkerhedsdatabase (anonym indberetning), har Lægemiddelstyrelsen ikke de nødvendige oplysninger for at undersøge sagerne nærmere. Indberetning til Lægemiddelstyrelsen (Sektion for medicinsk udstyr) kan gøres på www.medicinskudstyr.dk

Information om dette abonnement

Du modtager denne mail, fordi du abonnerer på nyheder fra DPSD

Du kan afmelde dit abonnement på www.dpsd.dk

Kilder:

Dansk Patientsikkerhedsdatabase

Sikkerhedsstyrelsen [Brandstatistik 2009](#)

Patientombuddets Læringsenhed
Finsensvej 15,
2000 Frederiksberg

Tlf: 72 28 66 00 (man-fre 10-14),
Fax: 72 28 66 01,
mebo@patientombuddet.dk

EAN-lokationsnummer: 5798000362093