

OBS-meddelelse

Risikofaktorer ved brug af lift og løftesejl

Løftesejlets stropper kan arbejde sig helt eller delvist af krogene på løfteåget.

- › Rapporter om utilsigtede hændelser viser, at stropperne på sejlet enten har været sat forkert på åget eller er gledet af, selv om de har siddet korrekt inden løftet.
- › Patienten er i fare for at glide ud af sejlet og falde og slå sig. Sundhedspersonale er i fare for at pådrage sig arbejdsskader, fx pga. dårlige løft.

Anbefalinger fra Styrelsen for Patientsikkerhed

- › Løftesejlet bør bruges på den type lift, det er produceret til. Det kan være svært i kommunalt regi, fordi løftesejlet følger borgeren og anvendes flere steder. Vær altid opmærksom på, om stropperne sidder rigtigt på løfteåget. Stroppersnes placering på løfteågets kroge bør kontrolleres igen, før patienten løftes helt fra underlaget. Det er vigtigt at undgå afbrydelser og forstyrrelser, mens der bruges lift.

